



この説明書はアイガード Pivote (ピヴォーテ)のベルトの引き位置変更や着脱の手順を示すものです。装着の際に頻繁にフィット感の調整を行う場合はベルトの通し穴の位置を変えることで、締め付け具合の調整がしやすくなります。また、お手入れのためにベルトを外した場合もその取付け方法を下記図でご確認ください。



ベルト端の面ファスナーを剥がし、フレームのベルト穴からいったんベルトを抜き外します。


■ ベルトの長さ調節を頻繁に行う場合



図②の状態から、そのまま面ファスナーをベルトに固定して使用します。

※最初の状態に戻したい場合は図⑤を参照してください。


■ お手入れ後に元に戻す場合



一度外したベルトを基に戻す場合は、ロゴ面を内側にして左右のベルト端をレンズ側のベルト穴に通します。図③、若しくは図⑤の方法で固定します。



丸印の箇所には、フレーム生産の際にできる成形痕がありますが、製品の強度や性能には影響はありませんので、ご了承ください。



ベルト端を折り返し、もう一つのベルト穴に通して図①のように面ファスナーをベルトに固定します。